

DENTNET SWEDEN AB

Box 164, SE-421 22 Västra Frölunda, Sverige
 Tel 031 -120 330
 info@dentnet.com • www.dentnet.com

Patient

Pers.nr

female / kvinna

Ålder / age

male / man

Tandläkare/Klinik:

Datum för preparation:

Följesedelsnummer/EAN:

OBSERVERA: LEVERANSTIDER - SE BAKSIDAN

Datum för cementering:

Klockslag:

SWE ANVISNING / ORDERSEDEL

SVENSK PRODUKTION

Helkeramik

- E-max krona inlägg, onlay
- Zirconium CapCeram® Kärna i Zirkonium med skiktat porslin
- Zirconium ZILUX® Fullzirkonium med målningsteknik
- Zirconium implantatkrona
- Temporär bro PMMA
- Förlaga/try-in bro
- Mockup / Skena
- Blekskena
- Bettskena
- Studiemodeller

INTERNATIONELL PRODUKTION

Oädlå Konstruktioner (Cr 28% Co 61%)

Non precious constructions made with Extreme-bond (PC NP SP)

- MK CoCr / PFM NP
- Maryland bridge
- Pelare / Pin-core NP
- Implantat MK / Imp. crown NP

Avtagbar protetik, övriga arbeten / Other constructions

- Skeletterad delprotes CrCo färdig / Partial denture CrCo, made ready
- Gjutet stålskelett med tanduppsättning i vax / PD Framework with teeth in wax
- Flexprotes (VALPLAST) PD
- Helprotes / Full denture
- Individuell sked / Individual tray
- Bitschablon / Biteblock
- Bettskena / Bitetray
- Temporär bro PMMA

Teeth in construction • (Please mark with circle)

System FDI	Pontic	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
	Supporting	18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
System FDI	Pontic	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38
	Supporting	48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

- Upper jaw Lower jaw Crown Bridge

MARGIN METAL DESIGN



Utan metallkant
No metal margin



Lingual metallkant
Lingual metal margin



Metallkant
Small metal margin



Skulder porslin
Porcelain margin, art.no 404

Mellanled / Pontic:



SANITARY



BULLET



MODIFIED RIDGE LAP




FULL RIDGE LAP



OVATE

Färg/Shade



Mera kommentarer vänligen notera på baksidan

Anmärkningar / Remarks

Special quick comments

- Flat cusps.
- Ideal curve.
- Space preps 2 times all the way down to margin.

- Sufficient interdental gaps.
- No characteristics.
- Try in cast.
- Erase all teeth.

Occlusion

- Hard occlusion
 - Normal occlusion
 - Out of occlusion
- if no occlusal clearance**
- Contact dentist
 - Reduction coping and mark
 - Reduce on opposing and mark

Contacts

- Hard contact
- Normal contact

Vi önskar fler

- Anvisningar
- Kartonger
- Portopåsar
- Avtryckspåsar


Beställarens signatur

- Avtrycken är desinficerade



KV1

KV2



KV4

KV3

**FÄLT RESERVERAT
FÖR OPTISK LÄSNING**


Signatur av laboratoriet
Dentnet Sweden AB



Härmed intygas att denna specialanpassade produkt, är framtagen för ovanstående patient enligt de krav som ställs i EU-förordning 2017/745 MDR


KV1

KV2



KV4

KV3



Instruktion för partialprotes / Instruction for partial denture

Kommentarer / Comments

Series of horizontal lines for writing comments.

Risikanalyt

Implantat tillv / Implant system	Tand nr. / Tooth no.	Diameter Ø	Information / Special info

LEVERANSTIDER*

Metallfri svensk produktion:
8 ARBETSDAGAR FRÅN ATT VI MOTTAGIT
FILEN ELLER AVTRYCKET.

Metallunderstödd Internationell produktion:
11 ARBETSDAGAR FRÅN ATT VI MOTTAGIT
FILEN ELLER AVTRYCKET.

* Leveranstider från klinik beräknas i de flesta fall till 1 dag. I vissa områden (glesbygd) kan det ta 2 dagar för ert arbete att nå oss på Dentnet. Tänk på att räkna in detta i leveranstiden och lägg till 1-2 dagar extra, detta för att leveranstiden är satt från dagen då vi på Dentnet tar emot arbetet i Göteborg. — Om ni är osäker, vänligen, tveka inte att kontakta oss för mer info.



DENTNET SWEDEN AB

Box 164, SE-421 22 Västra Frölunda, Sverige
 Tel 031 - 120 330
 info@dentnet.com • www.dentnet.com

